

Sterifix® filterstrå

Filterstrå for opptrekk og filtrering av væsker fra glassampuller



- Filterstrå for opptrekk og filtrering av væsker fra små og store glassampuller.
- 5 µm partikkelfilter reduserer faren for injeksjon av glasspartikler.
- Butt plastikkstrå som forhindrer nålestikkskader.
- Fleksibelt strå for praktisk bruk.

Sterifix® filterstrå lengde 4,5 cm art.nr. 4550250
Sterifix® filterstrå lengde 10 cm art.nr. 4550200

