

IRIS overvåkningsmonitor

IRIS er en pasientmonitor for å overvåke vitale funksjoner. Monitoren har lav vekt (kun 2 kg inkl. batteri) og størrelse (Bredde 25 cm x Høyde 18 cm x Dybde 18 cm) gjør produktet meget fleksibelt for bruk til forskjellige oppgaver både inne på sykehus/pleieinstitusjoner samt utenfor (f.eks. ambulanse)

Funksjoner

- ✓ NIBP (Non-invasiv blodtrykksmåling)
- ✓ Temperatur (Måling på huden eller rektalt)
- ✓ SpO2 (Måling av oksygenmetning i blodet)
- ✓ EKG (Registrering av hjertets elektriske aktivitet)
- ✓ EtCO2 (Kapnografi. Måling av endetidal CO2 nivå)

NEW

<u>Modell</u>	<u>Konfigurasjon</u>
IRIS 210	NIBP + Temp
IRIS 220	NIBP + SpO2
IRIS 300	NIBP + SpO2 + Temp
IRIS 400	NIBP + SpO2 + Temp + EKG
IRIS 500	NIBP + SpO2 + Temp + EKG + EtCO2



Spesifikasjoner:

- ✓ Lav vekt
- ✓ For mobilt og stasjonært bruk
- ✓ 3,2" Grafisk display
- ✓ 2 kurver vises i display samtidig
- ✓ 5 timers drift på batteri
- ✓ SD-kort for lagring av data og info fra mer enn 10.000 pasienter
- ✓ Kompakt design som tåler fysiske påkjenninger og væske
- ✓ Mulighet for 12 Volts adapter i ambulanse
- ✓ Automatisk justering av lysstyrke i display
- ✓ Ethernet-tilkobling
- ✓ Mulighet for innebygget printer i monitoren
- ✓ Nurse-call funksjon (tilkalling av pleiepersonell)

Opphengsmuligheter

På infusjonsstativ / veggskinne / seng
(horisontalt eller vertikalt)



På vegg



På trillestativ



For mer informasjon, vennligst kontakt Nils Arne Greftegreff:
nilsarne.greftegreff@bbraun.com

B | BRAUN
SHARING EXPERTISE

B Braun Medical AS | Kjernåsveien 13 B | 3142 Vestskogen | Norge
Tlf. +47 33 35 18 00 | www.bbraun.com | E-post: officemail.bbmn@bbraun.com