





LYSBESKYTTENDE PRODUKTER
FOR PARENTERAL ERNÆRING, LEGEMIDLER

LYSBESKYTTENDE PRODUKTER FOR PARENTERAL ERNÆRING:

Under administrering til nyfødte og barn under 2 år skal produkter for parenteral ernæring som inneholder aminosyrer og/eller lipider, beskyttes mot lys (beholdere og administreringssett).
Bruk av lyseksponerte produkter for parenteral ernæring som inneholder aminosyrer og/eller lipider, spesielt i tilsetninger med vitaminer og sporstoffer, kan føre til alvorlige bivirkninger hos premature nyfødte. Grunnen er at eksponering av slike løsninger for lys forårsaker dannelse av peroksid og andre nedbrytningsprodukter.
Premature nyfødte anses å ha høy risiko for oksidativ belastning knyttet til flere risikofaktorer som omfatter oksygenbehandling, lysbehandling, svakt immunsystem og betennelsesreaksjoner med redusert forsvar mot oksidanter. (EMA.)

Lysbeskyttende poser:

Art. nr:	Produktnavn:	Pkn. størrelse:	Mål (cm):	
2129035	Poser til lysbeskyttelse, liten	50 stk	28 x 45	
2112112	Poser til lysbeskyttelse, stor	50 stk	38 x 45	
16111916	Poser til lysbeskyttelse, EP+ 100-250 ml	200 stk	11 x 20	
16111917	Poser til lysbeskyttelse, EP+ 500-1000 ml	200 stk	20 x 30	

Bestilles ved henvendelse til vårt kontor på telefon: **33 35 18 00** eller e-post: kundeservice.no@bbraun.com

Lysbeskyttende sprøyter:

Art. nr:	Produktnavn:	Pkn. størrelse:	Volum:	
8728861F-06	Perfusor® sprøyte, lysbeskyttende	100	50 ml	

Bestilles ved henvendelse til vårt kontor på telefon: **33 35 18 00** eller e-post: kundeservice.no@bbraun.com





Lysbeskyttende forlengesslanger:

Art. nr:	Produktnavn:	Pkn. størrelse:	Lengde (cm):	
8723017*	Perfusor® forlengesslange, lysbeskyttende	100	150	

Bestilles ved henvendelse til vårt kontor på telefon: **33 35 18 00** eller e-post: kundeservice.no@bbraun.com

* Produkt på avtale i Helse Sør-Øst

Lysbeskyttende infusjonssett til pumpe:

Art. nr:	Produktnavn:	Pkn. størrelse:	Lengde cm:	
8700127SP*	Infusomat® infusjonssett til pumpe, lysbeskyttende	100	250	
8250437SP*	Infusomat® infusjonssett til pumpe, lysbeskyttende med nålefri injeksjonsport	100	250	
8700128SP	Infusomat® infusjonssett til pumpe, lysbeskyttende med AirStop og PrimeStop	100	250	
8250438SP	Infusomat® infusjonssett til pumpe, lysbeskyttende med nålefri injeksjonsport, Air-Stop og PrimeStop	100	250	

Bestilles ved henvendelse til vårt kontor på telefon: **33 35 18 00** eller e-post: kundeservice.no@bbraun.com

* Produkt på avtale i Helse Sør-Øst

B. Braun Medical AS | Kjernåsveien 13 B | 3142 Vestskogen | Norge
Tlf. 33 35 18 00 | www.bbraun.no | E-post: kundeservice.no@bbraun.com