

Easypump® II – Produktspesifikasjoner

LANGTIDSINFUSJON


Produktnavn	Fargekode	Art.nr
Easypump® II LT 60-12-S	5 ml/h	4540002-07
Easypump® II LT 500-12.5-S	40 ml/h	4540003-07
Easypump® II LT 80-16-S	5 ml/h	4540004-07
Easypump® II LT 125-25-S	5 ml/h	4540006-07
Easypump® II LT 270-27-S	10 ml/h	454000-07
Easypump® II LT 60-30-S	2 ml/h	4540010-07
Easypump® II LT 120-30-S	4 ml/h	4540012-07
Easypump® II LT 400-40-S	10 ml/h	4540014-07
Easypump® II LT 100-50-S	2 ml/h	4540016-07
Easypump® II LT 270-54-S	5 ml/h	4540018-07
Easypump® II LT 120-60-S	2 ml/h	4540020-07
Easypump® II LT 100-67-S	1.5 ml/h	4540024-07
Easypump® II LT 270-68-S	4 ml/h	4540026-07
Easypump® II LT 400-80-S	5 ml/h	4540022-07
Easypump® II LT 400-100-S	4 ml/h	4540028-07
Easypump® II LT 65-130-S	0.5 ml/h	4540030-07
Easypump® II LT 270-135-S	2 ml/h	4540032-07
Easypump® II LT 300-150-S	2 ml/h	4540034-07
Easypump® II LT 100-200-S	0.5 ml/h	4540036-07
Easypump® II LT 270-270-S	1 ml/h	4540038-07

KORTTIDSINFUSJON

Produktnavn	Fagekode	Art.nr
Easypump® II ST 100-0.5-S	200 ml/h	4540040-07
Easypump® II ST 250-0.5-S	500 ml/h	4540042-07
Easypump® II ST 50-1-S	50 ml/h	4540044-07
Easypump® II ST 100-1-S	100 ml/h	4540046-07
Easypump® II ST 250-1-S	250 ml/h	4540048-07
Easypump® II ST 250-1.5-S	175 ml/h	4540050-07
Easypump® II ST 400-2-S	200 ml/h	4540052-07
Easypump® II ST 500-2-S	250 ml/h	4540054-07
Easypump® II ST 100-2-S	50 ml/h	4540056-07
Easypump® II ST 400-4-S	100 ml/h	4540058-07

SYSTEM OG KODING

Easypump® II tilbys i et bredt produktsortiment. Et tydelig kodesystem hjelper deg å finne den pumpen som passer best til pasientens behov.



All Easypump® II ST-LT leveres i esker av 10 stk.



NY FAGEKODE



Easypump® II
Tydelig differensiering for økt pasientsikkerhet

Easypump® II

Nå med ny fargekode

Undersøkelser viser at en tredjedel av rapporterte avvik ved medisinerings kan være forårsaket av forveksling av forpakning og merking. (Berman A. Reducing medication errors through naming, labeling, and packaging. Journal of Medical Systems. 2004; 29(1): 9-29).

For å kunne brukes innen flere infusjons terapier, tilbys Easypump® II i et bredt produktsortiment. Det er viktig å identifisere og skille infusjonshastigheten på de forskjellige pumpene. Fargekoding er en anbefalt metode som kan bidra til en minimering av plukkfeil.

Farge burde brukes til å fremheve viktige forskjeller mellom produktene – for Easypump® II de forskjellige infusjonshastighetene. Fargeskjemaet anbefales å bli fulgt konsekvent på primær og sekundær forpakning.



Easypump® II

	0.5 ml/h	1 ml/h	1.5 ml/h	2 ml/h	4 ml/h	5 ml/h	10 ml/h	40 ml/h
LT	0.5 ml/h	1 ml/h	1.5 ml/h	2 ml/h	4 ml/h	5 ml/h	10 ml/h	40 ml/h
ST	50 ml/h	100 ml/h	175 ml/h	200 ml/h	250 ml/h	500 ml/h		

Klar differensiering mellom pumper til langtidsbruk og korttidsbruk markeres med forskjellig farge og form på merkingen.

Viktig å vurdere: Farge kan bidra til å differensiere de forskjellige hastighetene. Total tillit til fargekoding kan også føre til feil. Dette fordi farger ser forskjellige ut under forskjellige lysforhold: mennesker kan ha forskjellige oppfatninger av farge, og fargeblindhet betyr at noen mennesker ser farger forskjellig. Sammen med farge bør også et annet element være inkludert for å bidra til en sikker differensiering. (Design for patient safety. A guide to labelling and packaging of injectable medicines. 2008; NPSA)

Disse vurderingene ble tatt med i betraktning ved en ny fargekoding av Easypump® II sortimentet for å øke pasient-sikkerhet. Forskjellige farger skiller infusjonshastighet. I tillegg skiller forskjellige former rundt merkingen mellom pumper til korttids- og langtids infusjon.

Implementering


I to trinn

TRINN I

Ny fargekode på filter og på etikett på kartong.




FILTER



ETIKETT

TRINN II

I tillegg til trinn I: Nye fargekoder på forseglingshette på pumpen og på merking av emballasjen. Fargekode er nå konsekvent innført på selve produktet og indre- og ytre forpakning.



ETIKETT



INDRE FORPAKNING