

ECOTAINER®

B. BRAUN HELLEFLASKE

Praktisk

Helleflasken er utformet for å oppfylle de krav som stilles ved skylling av hud, sår, kompresser, instrumenter og utstyr – på sykehus og i hjemmet.

Godt grep

Helleflasken er god å holde. Det smalere midtpartiet på 1000 ml flasken er utformet som et timeglass, og gir et sikkert grep – også for de med mindre hender.

Korken

Flasken er enkel å åpne. Forseglingsringen indikerer at flasken ikke har vært åpnet. Når flasken åpnes, brytes forseglingen automatisk.

Fagekode

Blå kork: Natriumklorid 9 mg/ml
Hvit kork: Sterilt vann/Aqua

Plastmaterialet

Helleflasken er produsert av polypropylen (PP), og er godt egnet til materialgjenvinning.

Sterilt vann, ionefritt

Det sterile vannet er demineralisert.
Ledningsevne < 10 microsiemens / cm.
Sterkt hypotont.
Destillert
pH: 5,0 - 7,0



VNR:	B. Braun nr:	Produktnavn:	Pkn. størrelse:	Antall pr kartong:	Emballasje:
88 73 98	3570120	Natriumklorid 9 mg/ml	500 ml	(Selges i stk) 10	Ecotainer
88 74 22	3570150	Natriumklorid 9 mg/ml	1000 ml	(Selges i stk) 6	Ecotainer
96 19 32	3570100	Natriumklorid 9 mg/ml	250 ml	(Selges i stk) 12	Ecotainer
88 74 71	0082423E	Sterilt vann	500 ml	(Selges i stk) 10	Ecotainer
88 75 47	0082479E	Sterilt vann	1000 ml	(Selges i stk) 6	Ecotainer