

ECOBAG® CE CLICK

UROLOGISK - KIRURGISK SKYLL

Ecobag® beholder

- Glassklar laminatbeholder
- Inneholder ikke PVC eller mykgjøringsstoffer
- Latexfri
- Mekanisk sterk - tåler fall på opptil 2 meter
- Ingen ytteremballasje

Ecobag® Click- og spike-portsystem

- Doble sterile porter
- Gir et godt grep, og er enkle å åpne
- Krever ikke desinfisering
- Spike-port, tilpasset standard skyllesett/tilsetning
- Click-port, tilpasset Click-sett
- Selve porten er i hard plast som utelukker perforering
- Membranet lukker seg når skyllesettet fjernes

Ecobag® CE NaCl 9 mg/ml

- Isoton væske til skylling av urinblære, og ved diagnostisk cystoskopi
- Skylling ved ortopedisk inngrep
- Fargekodet merking - blå tekst

Ecobag® CE - faktainformasjon

Beholderen:	Polyester (utside), Polyetylen (midt), polypropylen (innerst)
Tilkobling port:	Polypropylen
Membran port:	Halobutyl
Tilsetningsvolum:	120 ml
Nominelt fyllevolum:	3060 - 3122 ml
Oppbev. i varmeskap:	2 uker/40 °C



Produktsortiment Ecobags® CE	Volum	Pakn. størrelse	Varenummer
NaCl 9 mg/ml B. Braun	3000 ml	4 x 3000 ml	90 18 07
Glycine 1,5 %	3000 ml	4 x 3000 ml	92 15 16
Somanol/Ethanol	3000 ml	4 x 3000 ml	97 24 55
Irrigasjonssett:	Type	Pakn. størrelse	Artikkelnummer
Ecoclick no 1	Enkel	25 stk.	2112269
Ecoclick no 2	Dobbel	25 stk.	2112271