

ECOBAG® CE SPIKE

UROLOGISK - KIRURGISK SKYLL

Ecobag® beholder

- Glassklar laminatbeholder
- Inneholder ikke PVC eller mykgjøringsstoffer
- Latexfri
- Mekanisk sterk - tåler fall på opptil 2 meter
- Ingen ytteremballasje

Ecobag® spike-portsystem

- Doble sterile porter
- Gir et godt grep, og er enkle å åpne
- Krever ikke desinfisering
- Tilpasset standard infusjonssett
- Tilpasset standard skyllesett
- Til tilsetninger
- Selve porten er i hard plast som utelukker perforering
- Membranet lukker seg når skyllesettet fjernes

Ecobag® CE NaCl 9 mg/ml

- Isoton væske til skylling av urinblære, og ved diagnostisk cystoskopi
- Skylling ved ortopedisk inngrep
- Fargekodet merking - blå tekst

Ecobag® CE - faktainformasjon

Beholderen:	Polyester (utside), Polyetylen (midt), polypropylen (innerst)
Tilkobling port:	Polypropylen
Membran port:	Halobutyl
Tilsetningsvolum:	120 ml
Nominelt fyllevolum:	3060 - 3122 ml
Oppbev. i varmeskap:	2 uker/40 °C



Produktsortiment Ecobags® CE	Volum	Pakn. størrelse	Varenummer
NaCl 9 mg/ml B. Braun	3000 ml	4x 3000 ml	96 02 47
Ringer B. Braun	3000 ml	4 x 3000 ml	93 79 35
Ringer B. Braun	5000 ml	2 x 5000 ml	87 01 12
Irrigasjonssett:	Type	Pakn. størrelse	Artikkelnummer
Ecospike nr. 1	Enkel	25 stk.	2112268
Ecospike nr. 2	Dobbel	25 stk.	2112270
Ecospike nr. 4	M/tilbakeslagsventil	25 stk.	3806073