

# Kjenn forskjellen ...

... i spinalanestesi



Regionalanestesi

# Form følger funksjon



I mange år Spinalanestesi har vært den ledende teknikken for single-shot regionalanestesi. Imidlertid har verktøyene vært relativt uendret.


Vi mener du bør forvente mer av din spinalkanyle.

## 3 gode grunner

# Ergonomisk Hub <sup>1</sup>

### Ergonomisk Hub:



- Forbedret kanylekontroll
- Forbedret taktilitet
- Bedre grep



# Krystall-Prisme <sup>2</sup>

### Krystallprisme:

- Rask og enkel bekreftelse av CSF
- "Total refleksjon" – Prismet skinner i sølv før CSF entrer hub
- Gjennomsiktig – Prismet blir gjennomsiktig når CSF entrer hub



For å forbedre våre kjente Spinocan- og Pencankanyler lyttet vi til markedet - til deg. Med innspill fra våre kunder over hele verden, definerte vi nøkkelfunksjonene som er viktigst for spinalprosedyren:

- Rask og lett synlig CSF tilbakstrømning
- Overlegen taktilitet for enkel identifisering av vevstrukturer
- Konsekvent følelse

Dine ekspertuttalelser resulterte i utformingen av et nytt og unikt produkt ... et produkt som vil vise vei med større presisjon i spinalanestesi.



#### Brukerfordeler:

- Ergonomisk hub designet for bedre kanylekontroll, bedre grep og taktilitet
- Rask og enkel bekreftelse av CSF tilbakstrømning i kanylens hub
- Introducer som gir større effektiv lengde på kanyle

# Ny Introducer




# 3.


#### Ny Introducer

- Passer perfekt i spinalkanylens hub
- Gir 10 mm større effektiv lengde på kanylen sammenlignet med dagens introducer


# Produktoversikt

Spinocan	Størrelse	Lengde $\phi$ (mm)	Kanyle $\phi$ (mm)	Lengde (tommer)	Salgsenhet/stk	Art.nr
	Quincke kanyle for spinalanestesi					
	■ 29G	88 *	0.33	3 1/2"	25	4501900-13
	■ 27G	88	0.40	3 1/2"	25	4503902-01
	■ 26G	88	0.45	3 1/2"	25	4502906-01
	■ 25G	88	0.50	3 1/2"	25	4505905-01
	■ 25G	75	0.50	3"	25	4505751-01
	■ 22G	88	0.70	3 1/2"	25	4507908 -01
	■ 22G	75	0.70	3"	25	4507754-13
	■ 22G	40	0.70	1 1/2"	25	4507401-13
	■ 20G	88	0.90	3 1/2"	25	4509900-01
	■ 20G	75	0.90	3"	25	4509757-13
	■ 19G	88	1.10	3 1/2"	25	4501195-13
	■ 19G	40	1.10	1 1/2"	25	4501144-13
	■ 18G	88	1.30	3 1/2"	25	4501390-01
	■ 18G	75	1.30	3"	25	4501373-13
	Quincke kanyle lange					
	■ 29G	120	0.33	4 3/4"	25	4501918-13
	■ 27G	120	0.40	4 3/4"	25	4502140-13
	■ 26G	120	0.45	4 3/4"	25	4504917-13
	■ 25G	120	0.50	4 3/4"	25	4505913-13
	■ 22G	120	0.70	4 3/4"	25	4506090-13

\*med introducer

Pencan	Størrelse	Lengde $\phi$ (mm)	Kanyle $\phi$ (mm)	Lengde (tommer)	Salgsenhet/stk	Art.nr
	Pencil point kanyle for spinalanestesi					
	■ 27G	88	0.40	3 1/2"	25	4502027-01
	■ 27G	88*	0.40	3 1/2"	25	4502051-13
	■ 27G	103*	0.40	4"	25	4502124-13
	■ 25G	88	0.50	3 1/2"	25	4502019-01
	■ 25G	88*	0.50	3 1/2"	25	4502043-13
	■ 25G	103*	0.50	4"	25	4502116-13
	■ 22G	88	0.70	3 1/2"	25	4502035-13
	Pencil point kanyle lange					
	■ 27G	120	0.40	4 3/4"	25	4502132-13
	■ 25G	120	0.50	4 3/4"	25	4502120-13
	■ 25G	156	0.50	6"	25	333877-05
	Til pediatrisk bruk: Pencan Paed					
	■ 27G	50	0.40	2"	25	4502175-13
	■ 25G	25	0.50	1"	25	4502167-13
■ 25G	50	0.50	2"	25	4502159-13	

\*med introducer

Introducer	Størrelse	Lengde $\phi$ (mm)	Kanyle $\phi$ (mm)	Lengde (tommer)	Salgsenhet/stk	Art.nr
	For Spinocan og Pencan					
	Til spinalkanyle ■ 29G og ■ 27G					
	□ 22G	35	0.70	1 3/8"	25	4500059-13
Til spinalkanyle ■ 26G og ■ 25G						
■ 20G	35	0.90	1 3/8"	25	4505000-13	