


Sterican®

Kanyler for injeksjon og aspirasjon



B | BRAUN
SHARING EXPERTISE

Sterican®



Kanyle:

- rustfritt krom nikkel stål med glatt overflate, lett silikonisert

Ansats:

- transparent luer/lock polypropylen fargekoding identifiserer den ytre diameteren på kanylen (ISO 6009)

Sterican® 3-fasett sliping


for minimal smerte ved punksjon

Lang sliping





for enkel punksjon av normale vener

Kort sliping

for punksjon av vanskelig tilgjengelige vener



Sliping	Diameter, Lengde i mm / tommer	Fargekode	Art. nr
lang/regulær	0,80mm/120mm / 21G/4 3/4"	(mørk grønn)	4665643
lang/regulær	0,30mm/12mm / 30G/1/2"	(gul)	4656300
lang/regulær	0,40mm/12mm / 27G/1/2"	(mellomgrå)	4665406
lang/regulær	0,45mm/12mm / 26G/1/2"	(brun)	4665457
lang/regulær	0,40mm/12mm / 27G/1/2"	(mellomgrå)	4665406
lang/regulær	0,45mm/12mm / 26G/1/2"	(brun)	4665457
lang/regulær	0,50mm/16mm / 25G/5/8"	(orange)	4657853
lang/regulær	0,40mm/20mm / 27G/3/4"	(mellomgrå)	4657705
butt	0,80mm/22mm/ 21G/3/4"	(mørk grønn)	9180109
butt	0,40mm/25mm / 27G/1"	(mellomgrå)	9180117
lang/regulær	0,80mm/25mm / 21G/1"	(mørk grønn)	4657543
lang/regulær	0,90mm/25mm / 20G/1"	(gul)	4657500
lang/regulær	0,40mm/25mm / 27G/1"	(mellomgrå)	9186174
lang/regulær	0,50mm/25mm / 25G/1"	(orange)	9186158
lang/regulær	0,80mm/25mm / 21G/1"	(mørk grønn)	4657543
lang/regulær	0,45mm/25mm / 26G/1"	(brun)	4657683
lang/regulær	0,55mm/25mm / 24G/1"	(karmosinrød)	4657675
lang/regulær	0,60mm/25mm / 23G/1"	(mørk blå)	4657667
lang/regulær	1,10mm/30mm / 19G/1 1/4"	(krem)	4665317
lang/regulær	0,60mm/30mm / 23G/1 1/4"	(mørk blå)	4657640
lang/regulær	0,70mm/30mm / 22G/1 1/4"	(svart)	4657624
lang/regulær	0,70mm/40mm / 22G/1 1/2"	(svart)	4660021
lang/regulær	1,10mm/40mm / 19G/1 1/2"	(krem)	4657799
lang/regulær	1,20mm/40mm / 18G/1 1/2"	(rosa)	4665120
lang/regulær	0,40mm/40mm / 27G/1 1/2"	(mellomgrå)	9186182
lang/regulær	0,50mm/40mm / 25G/1 1/2"	(orange)	9186166

Sliping	Diameter, Lengde i mm / tommer	Fargekode	Art. nr
lang/regulær	0,70mm/40mm / 22G/1 1/2"	(svart) 	4660021
lang/regulær	1,10mm/40mm / 19G/1 1/2"	(krem) 	4657799
lang/regulær	0,80mm/40mm / 21G/1 1/2"	(mørk grønn) 	4657527
lang/regulær	0,90mm/40mm / 20G/1 1/2"	(gul) 	4657519
kort	1,10mm/40mm / 19G/1 1/2"	(krem) 	4665112
kort	0,90mm/50mm / 20G/2"	(gul) 	4667093
lang/regulær	0,70mm/50mm / 22G/2"	(svart) 	4650018
lang/regulær	0,80mm/50mm / 21G/2"	(mørk grønn) 	4665503
lang/regulær	1,10mm/50mm / 19G/2"	(krem) 	4665511
kort	0,90mm/50mm / 20G/2"	(gul) 	4667093
kort	1,20mm/50mm / 18G/2"	(rosa) 	4667123
lang/regulær	0,60mm/60mm / 23G/2 3/8"	(mørk blå) 	4665600
lang/regulær	0,90mm/70mm / 20G/2 3/4"	(gul) 	4665791
lang/regulær	0,80mm/80mm / 21G/3 1/8"	(mørk grønn) 	4665465
lang/regulær	0,60mm/80mm / 23G/3 1/8"	(mørk blå) 	4665635
lang/regulær	2,10mm/80mm / 14G/3 1/8"	(lys grønn) 	4665473