


Vasofix[®] Certo

Perifer venekanyle



... utmerkede punksjøsegenskaper og mindre smerte

Kjenn forskjellen

Brukerfordeler:

- Enkel punksjon med fleksibel punksjonsvinkel
- Lite motstand ved kateterinnføring
- Hygienisk medikamentinjeksjon via injeksjonsport, uten ekstra nål eller risiko for nålestikkskader

Enkel punksjon med fleksibel punksjonsvinkel

Den nye "back cut" slipingen tillater en høy toleranse i punksjonsvinkel. Den skarpe nålspissen glir lett gjennom huden og inn i venen uavhengig av vinkel.

Optimalisert Silikonisering

Sammen med en optimalisert katetersilikonisering, er det påvist redusert punksjonskraft som gir en jevn innføring.

Vasofix® Certo Art.nr:		Gauge	Kateter, lengde (mm) ø (tommer)		Væskestrøm (ml/min)	Art.nr: Stylet/Mandreg	
Katetermateriale							
	FEP	PUR					
■	-	4269071	24	3/4	0.7 x 19	22	-
■	-	4269098	22	1	0.9 x 25	36	4215095
■	-	4269217	20	1	1.1 x 25	65	4215117
■	4268113	4269110	20	1 1/4	1.1 x 33	61	4219104
■	4268334	4269330	18	1 1/4	1.3 x 45	103	4219139
■	4268130	4269136	18	1 3/4	1.3 x 45	96	4219120
□	4268156	4269152	17	1 3/4	1.5 x 45	128	4215150
■	4268172	4269179	16	2	1.7 x 50	196	4219171
■	4268210	4269225	14	2	2.2 x 50	343	4219201

