

Venofix[®] A

IV-kanyle med vinger for optimal venepunksjon



IV-kanyler

Venofix® A

Enkel og presis venepunksjon



Venofix® A produktutvalg omfatter størrelsene G27 til G19 og dekker flere indikasjoner – korttids infusjon, injeksjon, transfusjon og blodprøvetaking.

De fleksible vingene, som kan klemmes mot hverandre for et godt grep ved punksjon, og den silikoniserte sliping gjør det mulig å tilpasse punksjonsvinkelen til ulike venøse forhold. Myke vinger forenkler en sikker fiksering på pasientens hud.



Forbedret korttids infusjonsterapi

Den knekkfrie, DEHP-frie slangen hindrer avbrudd i infusjonen. Venofix® A møter kravene til ISO 8536-9 og kan brukes sammen med trykkinfusjonsapparater (< 2 bar trykk)

Produktspesifikasjoner

Størrelse (mm) / (G)	Effektiv lengde (mm)	Væskestrømhastighet (ml/min)	Fyllvolum (ml)	Art. nr.
0,40 / 27	10	2	0,38	4056388
0,50 / 25	15	4	0,39	4056370
0,55 / 24	20	8	0,39	4056361
0,65 / 23	20	11	0,39	4056353
0,70 / 22	20	23	0,39	4056345
0,80 / 21	20	25	0,39	4056337
1,10 / 19	20	43	0,41	4056310

Slangelengde: 30cm, luer lock kopling med lukkepropp
Salgsenhet: 200 stk.