



IV Tilbehør

CARESITE

Sikker og enkel tilgang for bedre pasientbehandling

CARESITE

Enkel å kontrollere.



Enkel å desinfisere.



Enkelt grep.



Enkel å koble til.






CARESITE Spesifikasjoner

Flow Rate	208 ml/min
Trykk	300 psi @ 10 ml/sek
Restvolum	0,20 ml
Fyllvolum	0,22 ml
Forskyvning av væske	0,03 ml (positiv)
Varighet	Min. 216 aktiveringer
✓ Lukket system	✓ Latex fri
✓ Nålefritt system	✓ Kompatibel med blod/Lipider
✓ Split septum teknologi	✓ Kompatibel med Luer Lock/Luer Slip

Brukerfordeler

- Beskytter mot mikrobiologisk kontaminering**
 - Jevn overflate som gjør det enkelt å desinfisere
 - Transparent design
 - Åpen væsketilgang
- Forhindrer okklusjoner i kateter**
 - Positiv væskforskyvning
- Brukervennlighet**
 - Motstandsdyktig ved høyt trykk
 - Enkel tilgang
 - Kompatibel til medikamenter*

Beskrivelse	Lengde (cm)	Fyllvolum (ml)	Slange indre ø (mm)	Latex-fri	DEHP-fri	Antall/stk.	Artikkelnr.
Caresite 	-	0.22	-	▪	▪	200 / 100**	415122-01
Forlengesslanger							
Tynn forlengesslange med Caresite, Spinlock 	20	0.5	1.3	▪	▪	100	470100-01
Standard forlengesslange med Caresite, Spinlock 	15	0.9	2.8	▪	▪	100	470108-01
Togrenet forlengesslange med 2 Caresite, Spinlock 	18	0.9	1.3	▪	▪	50	470106-01

* lipids and cremophor
** dispenser box

www.safeinfusiontherapy.com